



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

Sonic Shaker

Rejsevibratorvækkeur



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevækkeur.

Tillykke med dit nye Sonic Shaker rejsevækkeur.

Æsken indeholder:

- 1 stk. Ur
- 2 stk. Alkaline batterier AA/LR6 (drift af alarm)
- 1 stk. Alkaline batteri AAA/LR03 (drift af ur)
- 1 stk. Etui
- 1 stk. Pudeklemme
- 1 stk. Dansk brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse	4
Instruktion	5
Før uret tages i brug	5
Batterier	5
Udskiftning af batterier	5
Ved rejser	5
Tidsindstilling	5
Indstilling af vækkesid	6
Minutter	6
Aktivering af alarm	6
Snooze funktion	7
Afbryd alarm	7
Natlampe	7
Pudeklemme	7
Vedligeholdelse	7
Fejlsøgning	7
Garanti	8

Beskrivelse



1. Aktivering af alarm (til/fra)
2. Aktivering af tidsindstilling
3. Aktivering af indstilling af vækketidspunkt
4. Indstilling af timer
5. Indstilling af minutter
6. Indstilling af alarmtype
7. Snooze (vækningsrepetition af alarm)
8. Indikering af aktiveret alarm
9. PM-indikator (aktiveres kun ved 12-timers visning)
10. Batterikammer
11. Testknap
12. Indstilling af tidsformat (12t/24t)

Instruktion

Før uret tages i brug

Fjern batteribeskyttelseslappen som ses ved batterikammeret.

Batterier

Åben batterikammeret på urets underside og isæt 1 stk. alkaline AAA/LR03 batteri (driver urværk) og 2 stk. alkaline AA/LR6 batterier (driver alarmen). Vær omhyggelig med at vende batterierne som vist på indersiden af batterilåget.

Udskiftning af batterier

Når displayet bliver svagt, bør AAA/LR03 batteriet udskiftes. Når alarm eller vibrationssignalet bliver svagere, bør AA/LR6 batterierne udskiftes. Det er altid vigtigt at udskifte opbrugte batterier, da de ellers kan lække og dermed ødelægge uret.

BEMÆRK!

Anvendes uret ikke i en længere periode, bør batterierne tages ud.

Ved rejser

Når uret pakkes ned i bagagen bør AA/LR03 batteriet udtages for at undgå, at batterierne er opbrugte, hvis knapperne skulle blive aktiveret ved et uheld.

Tidsindstilling

Slå displayet op, så du kan komme til knapperne.

Timer

Hold knappen tidsindstilling nede (2) **TIME SET** samtidig med, at du trykker på knappen (4) **HOUR** for at indstille timer.

Minutter

Hold knappen tidsindstilling nede (2) **TIME SET** samtidig med, at du trykker på knappen (5) **MIN** for at indstille minutter.

Instruktion

Indstilling af vækketid

Slå displayet op, så du kan komme til knapperne.

Timer

Hold knappen tidsindstilling nede (3) **ALARM SET** samtidig med, at du trykker på knappen (4) **HOUR** for at indstille timer.

Minutter

Hold knappen tidsindstilling nede (3) **ALARM SET** samtidig med, at du trykker på knappen (5) **MIN** for at indstille minutter.

BEMÆRK!

Slip tidsindstillingsknappen (6) **TIME** sidst, når du er klar.

Aktivering af alarm

Aktivér alarmen ved at sætte knappen for aktivering af alarm (1) i stilling **ON** (til).

Når alarmen er sat til, vises bogstavet **Z** i displayets øverste venstre hjørne samt en klokke mellem time- og minutvisningen.

Vælg alarmtype (6)

VIB BUZZ: Vibrator og akustisk alarm

VIB: Vibrator

BUZZ: Akustisk alarm

For at få uret til at vække igen på samme tid dagen efter, slukkes alarmen på knap (3).

Alarmen kan også slukkes med snooze knappen. Se næste afsnit.

Alarmen slukkes helt ved at sætte knappen for aktivering af alarm (1) i stilling **OFF** (fra).

Instruktion

Snooze funktion

Trykker du på knappen **SNOOZELIGHT** (7) på forsiden af uret, afbrydes alarmen og aktiveres igen efter ca. 4 minutter.

Afbryd alarm

Sæt alarmindstillingsknappen (1) i stilling **OFF** for at afbryde alarmen helt.

Natlampe

Tryk på **SNOOZE/LIGHT** (7) på urets forside for at se tiden i mørke.

Pudeklemme

Pudeklemmen fastgøres på urets overside.

Vedligeholdelse

Uret kræver normalt ingen vedligeholdelse. Bliver det nusset, kan det aftørres med en let fugtig klud. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Stil ikke uret, hvor det udsættes for stærk varme, sollys eller fugt.

Sørg for god ventilation omkring uret. Uret må ikke overdækkes.

Undgå at tabe ur og vibrator på gulvet.

Fejlsøgning

Fungerer uret ikke, så forsøg med udskiftning af batterier.

Fungerer uret fortsat ikke tilfredsstillende, så kontakt den leverandør, hvorfra du har modtaget uret.

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombygning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler